

THERMOSAN

Passivante per caldaie a condensazione



DESCRIZIONE:

Passivante-sanificante studiato appositamente per la protezione delle camere di combustione in alluminio e alluminio-silicio delle caldaie a condensazione una volta eseguito il trattamento disincrostante con THERMOCLEAN.

MODO D'USO:

Il prodotto va utilizzato solamente dopo aver effettuato la disincrostazione della camera di combustione con THERMOCLEAN. Nebulizzare direttamente THERMOSAN sulla superficie da trattare e lasciar agire per almeno 15 - 20 minuti. Infine lavare abbondantemente con acqua.

Il prodotto diluito in ragione del 5 % può anche essere impiegato per la pulizia, sgrassaggio e sanificazione di serbatoi, tubazioni, apparecchiature di processo nell'industria alimentare e nel trattamento delle acque industriali e municipali.

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido trasparente
Colore	incolore
Odore	caratteristico
pH tal quale (@ 20 °C)	1,00 ÷ 1,50
Densità relativa	1,043 g/cm ³
Solubilità in acqua	ottima e completa in tutte le proporzioni
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Tensioattivi sintetici	2 gr/100 gr
Punto di ebollizione iniziale	> 60 °C
Tensione di vapore @ 20 °C	circa 25 hPa
Proprietà ossidanti	agente fortemente ossidante

Tempo di conservazione oltre 24 mesi se conservato correttamente, a temperature comprese fra +5 °C e +25 °C.

FORMATI:

Flaconi 750 ml con speciale erogatore, scatole da 6 pezzi.